





## ECGセンサーについて

ECG 4500 有線センサー	ECG 6000 ワイヤレスセンサー
胸部 3 箇所 に電極 を取り付けて使用	胸部 1 箇所 に電極 を取り付けて使用
	
	

### ※Bluetoothセンサーについての注意事項

Bluetoothセンサーは無線を使用している為周囲の環境やそのほかのワイヤレス機器等の電波や高周波によってまれに電波が切断される事がございますので御了承下さい。

また、電波が切断された際は、計測したデータが保存されていない可能性がございますのでご了承頂けます様宜しくお願い致します。